

## УСТАНОВКИ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ШЛИФОВ на 1 диск



УШПО-1



УШПО-5

Тип	Шлифовка/Полировка		Габариты, мм	Масса, кг	Управление	Прижим
	Д диска, мм	Частота мин <sup>-1</sup>				
УШПО-0	250	150/300	380x660x300	45	ручное, дисплей	ручн.
УШПО-1	230/200	50-1000	650x370x310	30		ручн.
УШПО-2	300	50-600	430x710x300	35		ручн.
УШПО-5	250	50-600	660x380x640	45	п/автомат, контроль нагрузки	электрич. 1-200Н
УШПО-6	250	50-600	660x380x640	45		пневматич. 1-225Н

## АБРАЗИВНАЯ БУМАГА ДЛЯ УШПО

Назначение	Зернистость	Размер, мм	Упаковка, шт
Мокрое шлифование	240-200	Д 200 (самоклейка)	50
Мокрое шлифование	240-1000	Д 250	50
Мокрое шлифование	240-1000	Д 300	50
Сухое шлифование	120-600	Д 200 (самоклейка)	50
Сухое шлифование	800-2000	Д 200	50
Сухое шлифование	2500-4000	230x280	100

## УСТАНОВКИ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ШЛИФОВ на 2 диска



УШПО-1Б



УШПО-5С

Тип	Шлифовка/Полировка		Габариты, мм	Масса, кг	Управл.	Прижим
	D диска, мм	Частота мин <sup>-1</sup>				
УШПО-0Б	250	150/300	820x730x460	49	ручн.	ручн.
УШПО-1Б	230/200	50-1000	820x730x460	45	ручн.	ручн.
УШПО-1С	230/200	50-1500	820x730x460	53	ручн.	ручн.
УШПО-2Б	300	50-600	710x600x310	57	ручн.	ручн.
УШПО-5Б	250	50-1000	710x600x310	82	п/автомат	пневмат. 1-200Н

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ

Тип	Состав	Применение	Упаковка
закрепленный абразив шлиф.	Оксид алюминия	неметаллы	100 г
	Оксид хрома	металлы (железосодержащие)	100 г
	Алмазный	металлы высокой твердости	5 г
свободный абразив шлиф.	Оксид алюминия	неметаллы	500 г
	Оксид хрома	металлы (железосодержащие)	500 г
сuspension	Оксид алюминия	универсальная	500 мл
	Алмазная	полировочный	500 мл
финишная жидкость	Оксид алюминия	финишные операции	500 мл
	Оксид кремния	финишные операции	500 мл
спрей	Алмазный	полировочный	350 мл
охлаждающая жидкость	Синий	универсальное охлаждение, смазка	1 л
	Красный	мягкие материалы охлаждение, смазка	1 л